

# 推奨ケア用品一覧



酵素洗浄保存液  
「ピュアエメラルド」



レンズ装着液  
「マイティア」



オルソケラトロジー  
専用レンズケース



オルソケラトロジー  
専用スポイト



流出防止マット  
「セイフティマット」

※市販のレンズケースでは、ホルダー部分がマイエメラルドのサイズに適さないため、レンズが変形することがあります。必ずオルソケラトロジー専用レンズケースをご使用ください。

※レンズケース・スポイトは汚れや菌の繁殖を防ぐため、必ず3ヶ月ごとに交換するようにしてください。